



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 ноября 2023 года № РЗН 2023/21569

На медицинское изделие

**Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке по ТУ 32.50.13-003-69171175-2021**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Юникорнмед"**  
(ООО "Юникорнмед"), Россия,  
192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 18, лит. А

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Юникорнмед"**  
(ООО "Юникорнмед"), Россия,  
192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 18, лит. А

Место производства медицинского изделия

**ООО "Юникорнмед", Россия, 188679, Ленинградская область,  
Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3, стр. № 380**

Номер регистрационного досье № РД-49098/97042 от 07.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 ноября 2023 года № 8378  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0068347



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2023 года № РЗН 2023/21569

Лист 1

На медицинское изделие

**Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке по ТУ 32.50.13-003-69171175-2021, варианты исполнения:**

1. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 1,67 мм (05F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
2. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 2,00 мм (06F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
3. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 2,67 мм (08F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
4. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 3,33 мм (10F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
5. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 4,00 мм (12F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
6. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 4,67 мм (14F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
7. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 5,33 мм (16F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
8. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 6,00 мм (18F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
9. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Вакон" 6,67 мм (20F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
10. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 1,67 мм (05F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
11. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 2,00 мм (06F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
12. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 2,67 мм (08F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
13. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 3,33 мм (10F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
14. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 4,00 мм (12F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
15. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 4,67 мм (14F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
16. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 5,33 мм (16F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
17. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 6,00 мм (18F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.
18. Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип "Капкон" 6,67 мм (20F/Ch)x500 мм с краткой инструкцией на упаковке - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0132115